




UV-Vis Detector C-640

Быстрое распознавание смеси

Благодаря одновременному отслеживанию четырех различных длин волн во всем УФ- и видимом диапазоне Detector C-640 (Детектор) позволяет распознавать и разделять смеси при помощи систем флэш-хроматографии Sepacore®.



Эффективность

Удобное распознавание по нескольким длинам волн



Универсальность

Оптимальный сигнал определения для любого типа или количества образца



Интеграция

Простая интеграция в любую конфигурацию системы

C-640: Ваши основные преимущества



Эффективность

- Определяет большинство смесей в широком диапазоне длин волн 200 – 840 нм
- Экономит время благодаря одновременному отслеживанию четырех длин волн
- Обнаруживает смесь в любой момент при помощи сканирования в УФ- и видимом диапазоне (с использованием программы SepacoreControl Software)



Универсальность

- Регулировка длины проточной ячейки в соответствии с количеством образцов
- Разработан для аналитической HPLC, препаративной HPLC и флэш-хроматографии



Интеграция

- Простая интеграция в любую конфигурацию системы
- Компактный прибор
- Автономное или компьютерное управление

Расширьте возможности вашей лаборатории



Pump Module
C-601 / C-605
Насос



Sepacore® Flash
cartridges
Предварительно под-
готовленные колонны



Fraction collector
C-660
Сбор фракций



SepacoreControl
Software
Программное обеспе-
чение для комплекс-
ного управления

