



Fraction Collector C-660

Соберите каждую каплю ценного образца

Надежный сбор разделенных веществ – конечная цель препаративной хроматографии. Fraction Collector C-660 (Коллектор фракций) собирает все образцы по времени, объему или пиковому режиму в любые пробирки или емкости.



Надежность

Получение каждой фракции в заданном формате



Интеллектуальность

Точное определение пиков за счет двух сигналов детектора



Адаптируемость

Свободное конфигурирование расстановки приемников сбора

C-660: Ваши основные преимущества



Надежность

- Получение каждой фракции в заданном формате
- Надежный алгоритм распознавания пиков
- Большая вместимость для длительных циклов или высоких скоростей подачи
- Точный сбор компонентов с программируемым временем задержки
- Безопасный процесс с дополнительным датчиком уровня слива



Интеллектуальность

- Выбор индивидуального режима сбора (по времени, объему или пику)
- Использование до восьми сигналов детектора
- Повышение чистоты собранной фракции путем разделения переднего и заднего фронта пика
- Ручное или компьютерное управление



Адаптируемость

- Функция самообучения для специальных штативов пользователя (стандартных или нестандартных)
- Регулировка по высоте для оптимальной интеграции в ваш процесс
- Выбор одной из четырех схем сбора
- Многоязычный пользовательский интерфейс

Расширьте возможности вашей лаборатории



Pump Module
C-601 / C-605
Насос



Sepacore® Flash
cartridges
Prepacked columns



UV-Vis Detector
C-640
Спектрофотометри-
ческий детектор



SepacoreControl
Software
Full control software

